

# SARS-COV -2 RAPID ANTIGEN TEST



# SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test


25 TESTS  
KIT

REF 9901-NCOV-01G

For use as part of an IVD method only

## CONTENTS

- 1.) Test device (individually in a foil pouch with desiccant) x 25
- 2.) Extraction Buffer tube x 25
- 3.) Nozzle cap x 25
- 4.) Sterile swab x 25
- 5.) Instructions for use x 1
- 6.) Quick Reference Guide x 1
- 7.) Film (can be attached to the test device when performing outdoor testing) x 28



Distribution by:



Q.C

# SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

REF 9901-NCOV-01G

GTIN 08809319397779

LOT QCO391094I / Sub: I-2

-Buffer Lot: STEB1021143

2021.01.29.

2023.01.28.

Cat No.: 99COV30D-ML05

Roche order number: 09327592043

## Hóa chất xét nghiệm

RG00566-KR.V01

Số giấy phép nhập khẩu: 5739/BYT-TB-CT

Doanh nghiệp nhập khẩu:

Công ty TNHH Roche Việt Nam

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ,

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ sở hữu: SD Biosensor, Inc., Hàn Quốc

Nhà sản xuất: SD Biosensor, Inc., 74, Osongsaengmyeong 4-ro,

Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si,

Chungcheongbuk-do, 28161, Hàn Quốc

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hướng dẫn bảo quản: xem , số lô: xem LOT, Hạn sử dụng: xem

(năm-tháng-ngày / năm-tháng) trên nhãn

Hướng dẫn sử dụng xem tại <http://e-labdoc.roche.com>

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991

Distribution by:



# HÌNH ẢNH CÁC MẶT CỦA HỘP

# SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test




## SD BIOSENSOR

Head office: C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690, REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site: 74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28161, REPUBLIC OF KOREA  
[www.sdbiosensor.com](http://www.sdbiosensor.com)

## Distribution by:

Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim  
[www.roche.com](http://www.roche.com)



Authorized Representative

MT Promedt Consulting GmbH

Altenhofstrasse 80, 66386 St. Ingbert, Germany



# SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

**PASS**  
SD BIOSENSOR

25 TESTS  
KIT

**(RU)**

Только для использования в рамках методов диагностики *in vitro*

## СОДЕРЖИМОЕ

- 1.) Тест-полоска (в индивидуальном фольгированном пакете с влагопоглотителем) x 25
- 2.) Пробирка с экстрагирующим буфером x 25
- 3.) Крышка с пипеткой x 25
- 4.) Стерильный зонд-тампон x 25
- 5.) Инструкция по применению x 1
- 6.) Краткое справочное руководство x 1
- 7.) Пленка (для прикрепления к тест-полоске, если анализ проводится вне помещения) x 28

**(NO)**

Kun til bruk som en del av en IVD-metode

## INNHOLD

- 1.) Teststrimmel (individuelt i en foliepakke med tørkemiddel) x 25
- 2.) Ekstraksjonsbufferrør x 25
- 3.) Lokk med dyse x 25
- 4.) Steril vattpinne x 25
- 5.) Brukerveiledning x 1
- 6.) Hurtigveiledning x 1
- 7.) Film (kan festes til teststrimmelen ved utførelse av utendørs testing) x 28

**(DA)**

Kun til brug som del af en IVD-metode (in vitro-diagnostisk metode)

## INDHOLD

- 1.) Testkassette (pakket enkeltvist i en foliepakke med tørremiddel) x 25
- 2.) Rør med ekstraktionsbuffer x 25
- 3.) Hætte x 25
- 4.) Steril pødepind x 25
- 5.) Brugsanvisning x 1
- 6.) Kort vejledning x 1
- 7.) Film (kan sættes på testkassetten ved udendørsanalysering) x 28

**(FI)**

Käytettäväksi vain osana *in vitro*-diagnostista menettelyä

## SISÄLTÖ

- 1.) Testilaitte (yksittäin foliopussissa kuivausaineen kanssa) x 25
- 2.) Uuttopuskuriputki x 25
- 3.) Suutinkorkki x 25
- 4.) Steriili pyyhe x 25
- 5.) Käyttöohjeet x 1
- 6.) Pikaopas x 1
- 7.) Kalvo (voidaan kiinnittää testauslaitteeseen tehtäessä testejä ulkotiloissa) x 28

# SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

25 TESTS  
KIT

**(EN)**

For use as part of an IVD method only

## CONTENTS

- 1.) Test device (individually in a foil pouch with desiccant) x 25
- 2.) Extraction Buffer Tube x 25
- 3.) Nozzle cap x 25
- 4.) Sterile swab x 25
- 5.) Instructions for use x 1
- 6.) Quick Reference Guide x 1
- 7.) Film (can be attached to the test device when performing outdoor testing) x 28

**(HU)**

Csak *in-vitro* diagnosztikai módszer részeként történő felhasználásra

## ARTALOM

- 1.) Vizsgálóeszköz (egyedileg fóliatasakba csomagolva szárítószerezrel együtt) x 25
- 2.) Extraction Buffer Tube puffercső x 25
- 3.) Zárókupak x 25
- 4.) Steril kenetgyűjtő pálcá x 25
- 5.) Használati utasítás x 1
- 6.) Rövid referencia kézikönyv x 1
- 7.) Film (a vizsgálóeszközhöz rögzíthető, ha kültéri vizsgálatot végeznek) x 28

**(CS)**

Pouze k použití jako součást metody IVD

## OBSAH

- 1.) Testovací proužek (jednotlivě ve fóliovém obalu s vysoušedlem) x 25
- 2.) Zkumavka s extrakčním pufrem x 25
- 3.) Špičatý uzávěr x 25
- 4.) Sterilní vatová tyčinka x 25
- 5.) Návod k použití x 1
- 6.) Stručný návod x 1
- 7.) Fólie (lze připojit k testovacímu proužku při provádění venkovních testů) x 28

**(PL)**

Do stosowania wyłącznie w ramach metod diagnostyki *in vitro*

## ZAWARTOŚĆ


- 1.) Pasek testowy (pojedynczo w foliowym woreczku ze środkiem pochłaniającym wilgoć) x 25
- 2.) Probówka z buforem ekstrakcyjnym x 25
- 3.) Zatyczka z dozownikiem x 25
- 4.) Sterylna wymazówka x 25
- 5.) Instrukcja obsługi x 1
- 6.) Skrócona instrukcja obsługi x 1
- 7.) Folia (może być przymocowana do urządzenia testowego podczas przeprowadzania testów zewnętrznych) x 28

# HÌNH ẢNH SAU KHI MỞ HỘP TEST NHANH





# KHAY ĐỰNG MẪU





# DỤNG CỤ LẤY MẪU

